



## Paraffin-Ausgießstation 500

Lieferbar ab Feb. 2017



Modulare Ausgießstation

1. Modul Paraffinspendereinheit
2. Modul mit heizbarer Wanne für Kassetten und Förmchen
3. Modul Kühlplatte

Die verschiedenen Module können frei nach Wunsch angeordnet werden.

Die Paraffinspendereinheit verfügt über Beleuchtung, Kühlpunkt, Lupe und Bedienung per Fußschalter.


Zwei Schubladen zum Auffangen von Paraffin.

Anschlussmöglichkeit für heizbare Pinzetten.

Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 5 Liter.

Maße: 345 x 641 x 405mm (BxTxH)

Gewicht 21Kg



Kassettenmodul

Hier finden fast alle herkömmlichen Körbe aus Entwässerungsautomaten Platz.

Maße: 340 x 623 x 395mm (BxTxH)

Gewicht 16Kg



Kühlplatte mit Platz für bis zu 60 Ausgießförmchen.

Temperatur regelbar 0 – 12°C

Maße: 335 x 623 x 395mm (BxTxH)

Gewicht 25Kg



## Paraffin-Ausgießstation 350



Modulare Ausgießstation

1. Modul Paraffinspendereinheit mit heizbarer Wanne für Kassetten und Förmchen
2. Modul Kühlplatte

Die Paraffinspendereinheit verfügt über Beleuchtung, Lupe und Kühlpunkt.

Zwei Schubladen zum Auffangen von Paraffin.

Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 5 Liter.

Maße: 650 x 595 x 432mm (BxTxH)

Gewicht 28Kg

Kühlplatte mit Platz für bis zu 60 Ausgießförmchen.

Maße: 340 x 620 x 405mm (BxTxH)

Gewicht 25Kg

**Qualität Made in EU**