



Abmessungen des Gerätes:  
B/T/H: 415 x 460 x 300mm  
Abmessungen der Kühlfläche:  
B/T 345 x 344mm

## Tisch Kühlplatten

**Blue Cooler** die energiesparende Kühlplatte.

Die größte Kühlfläche mit dem geringsten Platzbedarf.

Energieverbrauch nur 0,07 KW bei -15°C

Digitale Temperaturregelung

Super Silent Lüfter.

Temperatur max.: -18°C.

96 Paraffinblöcke gleichzeitig kühlbar.

Rahmen aus Edelstahl.

Kühlfläche aus Edelstahl.

### Technische Daten:

Kältemittel: 134A

Gewicht 14Kg

Anschlusswerte: 230V/50Hz/300W

Artikel Nr. 31400



**Para Cooler O** Tischkühlplatte mit Kühlwanne.

Digitale Temperaturregelung

Wand und Bodenkühlung.

Super Silent Lüfter.

Temperatur max.: -35°C.

264 Paraffinblöcke gleichzeitig kühlbar.

Rahmen aus Edelstahl.

Kühlwanne aus Edelstahl.

### Technische Daten:

Abmessungen des Gerätes:

B/T/H: 415 x 600 x 320mm

Abmessungen der Kühlfläche:


B/T/H: 340 x 325 x 50mm

Kältemittel: 404A

Gewicht 32Kg

Anschlusswerte: 230V/50Hz/300W

Artikel Nr. 30031



**Para Cooler A** flache Tischkühlplatte.

Digitale Temperaturregelung

Super Silent Lüfter.

Temperatur max.: -18°C.

96 Paraffinblöcke gleichzeitig kühlbar.

Rahmen aus Edelstahl.

Kühlfläche aus Edelstahl.

### Technische Daten:

Abmessungen des Gerätes:

B/T/H: 415 x 600 x 280mm

Abmessungen der Kühlfläche:

B/T 345 x 344mm

Kältemittel: 134A

Gewicht 24Kg

Anschlusswerte: 230V/50Hz/300W

Artikel Nr. 31000

**Qualität Made in Germany**