

Mobile Kühlplatten



Para Cooler TW Mobile Kühlplatte mit Kühlwanne

Digitaler Temperaturregler.
Digitale Temperaturanzeige.
Wand und Bodenkühlung.
Super Silent Lüfter.
Temperatur max.: -35°C.
264 Paraffinblöcke gleichzeitig kühlbar.
Kühlwanne aus Edelstahl.

Technische Daten:
Abmessungen des Gerätes:
B / T / H: 485 x 610 x 670mm
Abmessungen der Kühlfläche:
B / T / H: 340 x 325 x 50mm
Kältemittel: 404A
Gewicht 42Kg
Anschlußwerte: 230V 50Hz 0,4KW
Artikel Nr. 32002-7



Para Cooler TF Mobile Kühlplatte

Digitale Temperaturanzeige.
Regelbarer Lüfter.
Temperatur max.: -18°C.
96 Paraffinblöcke gleichzeitig kühlbar.
Kühlfläche aus Edelstahl.
Keine Randvereisung

Technische Daten:
Abmessungen des Gerätes:
B / T / H: 485 x 610 x 670mm
Abmessungen der Kühlfläche:
B / T / H: 345 x 344mm
Kältemittel: 134A
Gewicht 42Kg
Anschlußwerte: 230V 50Hz 0,4KW
Artikel Nr. 32001-7



Tisch Kühlplatten zum Einbau

Para Cooler E zum Einbau in die Tischplatte
als flach Kühlplatte oder als Modell mit Kühlwanne.

Artikel Nr.: 30031 E
Artikel Nr.: 31000 E