

## Geräte zum Fixieren



### Schnellfixiergerät Quick-Fix M

#### Schnellfixiergerät für große Gewebeproben.

Schnellfixiergerät für Gewebeproben mit einem Durchmesser von bis zu 20cm.

Hervorragende Fixierung in kurzer Zeit.

Ohne Mikrowellen.

Temperatur von Raumtemperatur bis 60 °C frei wählbar.

Automatische Druck / Vakuum Umschaltung.

Kontinuierliches zentrifugales Umspülen des Gewebes.

Kleinpartikelfilter.

Retorte mit einer Kapazität von 15 L Formalin.

Mehrere Gewebeproben gleichzeitig fixierbar.



Spezialkorb zur Aufnahme von großen Gewebeproben, Stärke von 5mm – 10mm.

#### Technische Daten

Abmessungen (B/L/H): 500x420x520 mm

Gewicht ca.: 30 kg

Anschlusswerte: 230 V; 50 Hz; 0,8 KW (CE)

Artikel Nr.: 40070

### Schnellfixiergerät Quick-Fix

#### Schnellfixiergerät für kleine und mittlere Gewebeproben.



Schnellfixiergerät mit eingebautem Gewebepartikel-Filter und automatischer Absaugung der Formalindämpfe.

Auf Wunsch mit nachgeschaltetem Aktivkohlefilter.

Die Fixierzeit wird auf ein Minimum reduziert.

Hervorragend geeignet für fettes Gewebe.

Digitale Temperatursteuerung.

Kapazität: 75 Kassetten.

#### Technische Daten:

Abmessungen des Gerätes (L/B/H) 435 x 290 x 440 mm

Gewicht: 22 Kg

Anschlusswerte: 230V, 50Hz, 0,3 KW

Artikel Nr.: 40050

**Qualität Made in Germany**