

## Wasserbad rund



Rundes Wasserbad mit extra breitem Rand.  
Spritzwassergeschützter Ein / Aus Schalter.  
Heizungskontrollleuchte.

### Technische Daten:

Innenmaße:	200 x 60mm
Außenmaße:	330 x 110mm
Gewicht:	2,7 kg
Kapazität:	1,7L
Temperatur max.	90°C
Anschlusswerte:	230V/50Hz/250W
Artikel Nr.	WBR

## Qualität Made in EU

## Objektträger Heizplatte



### Anwendung:

Objektträger-Trocknung  
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.  
Digitale Temperatursteuerung.  
Arbeitsfläche nur 45mm hoch.

### Technische Daten:

Abmessungen:	550 x 180 x 45 (L x W x H)
Arbeitsfläche:	155 x 450 mm.
Höhe Arbeitsfläche:	45 mm
Temperaturbereich:	30°C – 80°C
Anschlusswerte:	230V/50Hz/300W.

## Paraffinspender



Kapazität: 15 Liter  
Auf Wunsch mit eingebautem Filter zum Einschmelzen  
von Schnittresten.  
Temperatur von 20°C - 70°C stufenlos regelbar.  
Auslaufhahn geheizt.  
PTC Heizung mit Überhitzungsschutz.  
Deckel aus Edelstahl.

### Technische Daten:

Kapazität: max.	15L
B/T/H:	380x420x520
Gewicht:	14 Kg
Anschlusswerte:	230V/50Hz/550W
Artikel Nr.	70010

## Qualität Made in Germany