

## **Objektträger- und Kassettendrucker**

### **Kassettendrucker**



#### **Kassettendrucker SCP**

Kassettendrucker für viele handelsübliche Kassetten.  
Der Aufdruck ist resistent gegen fast alle gebräuchlichen Lösungsmittel.

Druck von 2 Zeilen bis zu 16 Zeichen.

Automatischer und halbautomatischer Zähler.

Anschluss an einen PC über USB-Anschluss

Bis zu 10 frei programmierbare Druckbilder.

Artikel Nr. CP2008

### **Objektträgerdrucker**



#### **Objektträgerdrucker SSP**

Objektträgerdrucker für viele handelsübliche Objektträger.  
Der Aufdruck ist resistent gegen fast alle gebräuchlichen Lösungsmittel.

Druck 4 Zeilen mit jeweils bis zu 17 Zeichen.

Automatischer und halbautomatischer Zähler.

Anschluss an einen PC über USB-Anschluss.

Bis zu 10 frei programmierbare Druckbilder.

Technische Daten:

Maße: 370 x 220 x 150mm( B x T x H )

Anschlusswerte: 230V 50Hz

Gewicht: 5Kg

Artikel Nr. SP2000



### **Farbbänder für Vogel, Sakura und Surgipath Drucker.**

Artikel Nr. 9000F