




Verbrauchsmaterial für die Zytologie

Kategorie	Art.Nr.	Artikel	VE
Single Cellfunnel® 	Probenvolumen: bis 0,5 ml Sedimentationsfeld: 1 Feld, rund, 6 mm Durchmesser		
	JC304	Single Cellfunnel® Wiederverwendbar	12
	JC305	Filterkarten nur für Single Cellfunnel®	200
	JC310	Cytoträger Objektträger unbeschichtet, ein Kreis	100
	JC311	Cytoträger Objektträger beschichtet, ein Kreis	100
	JC320	Single Cellfunnel® Einweg	100 500
	JC395	Single Cellfunnel® brauner Filterkarte für bis zu 0,4 ml Probenvolumen	50 100
Double Cellfunnel® 	Probenvolumen: bis 2x 0,5 ml Sedimentationsfeld: 2 Felder, rund, je 6 mm Durchmesser Ideal für immunochemische Untersuchungen		
	JC306	Double Cellfunnel® Wiederverwendbar	12
	JC307	Filterkarten nur für Double Cellfunnel®	500
	JC309	Cytoträger Objektträger unbeschichtet, zwei Kreise, nur für Double Cellfunnel® JC306	100
	JC312	Cytoträger Objektträger beschichtet, zwei Kreise, nur für Double Cellfunnel® JC306	100
	JC316	Cytoträger Objektträger beschichtet, zwei versetzte Kreise, nur für Double Cellfunnel® JC323	100
	JC317	Cytoträger Objektträger unbeschichtet, zwei versetzte Kreise, nur für Double Cellfunnel® JC323	100
	JC323	Double Cellfunnel® Einweg, 2 versetzte Kreise	100 500
Square Cellfunnel® 	Probenvolumen: bis 6 ml Sedimentationsfeld: 1 Feld, rechteckig, 22 x 15 mm		
	JC313	Square Cellfunnel® Wiederverwendbar	12
	JC314	Square-Träger Objektträger beschichtet, nur für Square Cellfunnel® JC313 und JC322	100
	JC315	Square-Dicht Dichtung für Square Cellfunnel®	100
	JC322	Square Cellfunnel® Einweg	100 500