




Verbrauchsmaterial für die Zytologie

Kategorie	Art.Nr.	Artikel	VE
EASY Single Cellfunnel® 	JC1393	Probenvolumen: bis 0,5 ml Sedimentationsfeld: 1 Feld, rund, 6 mm Durchmesser Einweg-Probenkammer mit Einweg-Clip EASY Single Cellfunnel® mit Filterkarte Einweg	40 200
EASY Double Cellfunnel® 	JC1395	Probenvolumen: bis 2x 0,5 ml Sedimentationsfeld: 2 Felder, rund, je 6 mm Durchmesser Einweg-Probenkammer mit Einweg-Clip Ideal für immunhistochemische Untersuchungen	40 200
EASY Square Cellfunnel® 	JC1391	Probenvolumen: bis 0,6 ml Sedimentationsfeld: 1 Feld, rechteckig, 22 x 15 mm Einweg-Probenkammer mit Einweg-Clip	40 200
MicroFix Spray nach Kossa	P0089	Sprühflasche mit 200ml	12