

Objektträger & Paraffinblock-Archive

Schubladenschränke mit Zentralverschluss



A. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 62.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 16.800 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 850 x 745 x 750 mm


B. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 92.880 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 25.200 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
9 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 1225 x 745 x 750 mm



C. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 148.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 33.600 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
12 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 1600 x 745 x 750 mm

D. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 92.880 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 25.200 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 850 x 1046 x 750 mm

Objektträger Tray.



F. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 139.320 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 37.800 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 1225 x 1046 x 750 mm

G. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 185.760 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 50.400 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung
6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 1600 x 1046 x 750 mm

Paraffinblock Tray doppelt.



I. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 154.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 21.200 Paraffinblöcke bei einfacher Lagerung
10 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays
Maße: H x B x T 1100 x 1046 x 750 mm

Sicherheit:

Alle Schränke sind abschließbar.

Keine Kippgefahr, es kann immer nur eine Schublade geöffnet werden.

Vorteile:

Optimale Raumausnutzung, Paraffinblöcke werden in Trays doppelstöckig gelagert.

Es können in einem Schrank Objektträger und Paraffinblöcke gemischt gelagert werden.

Lieferung bis zur Verwendungsstelle und Aufbau durch unser Fachpersonal möglich.

Qualität Made in Germany