

Sicherheitsschränke



Sicherheitsschrank mit Flügeltüren.

Außenmaße: 1195 x 595 x 2080 (BxTxH) mm,
Innenmaße: 1099 x 446 x 1830 (BxTxH) mm,

Beide Türen öffnen sich mit minimalem Kraftaufwand und über einen Handgriff zeitgleich. Zylinderschloss sind im Brandfall selbstschließend

Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1 und Labormöbelnorm DIN EN 14727, GS / CE-Zeichen,



Sicherheitsschrank Untertisch mit Schublade.

Außenmaße: 888 x 495 x 635 (BxTxH) mm,
Innenmaße: 791 x 363 x 480 (BxTxH) mm,
1 Schublade,

Schublade mit Schließzylinder bleibt in jeder Position geöffnet und ist im Brandfall selbstschließend.

Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1 und Labormöbelnorm DIN EN 14727, GS / CE-Zeichen,

Qualität Made in Germany