



## Sicherheitsschränke

### Sicherheitsschrank TYP 90 Versorgung zur aktiven Lagerung von Kanistern.



Vorschriftenkonforme Lagerung nach TRGS 510 und sichere Medienentnahme aus Kanistern und Fässern in kleinere Gebinde gemäß TRGS 509.



Serienmäßig mit integrierter Abluftüberwachungseinheit wahlweise mit und ohne Ventilator.

In drei Größen verfügbar

	LL	XL	XXL
Kanisterboden in mm	Breite Tiefe Höhe 790 x 520 x 35	Breite Tiefe Höhe 1095 x 370 x 35	Breite Tiefe Höhe 735 x 520 x 35
Abtropfboden in mm	781 x 307 x 35	1091 x 307 x 35	736 x 307 x 35
Artikel Nr.	RW49-200971	RW49-201261	RW49-201773

### Sicherheitsschrank Typ 90 Entsorgung

#### Zum aktiven Sammeln brennbarer Flüssigkeiten.



Der Sicherheitsschrank ist speziell für das Sammeln von Abfällen ausgelegt, die im Laborbetrieb anfallen. Bis zu 2 x 10 Liter Flüssigkeit nimmt der Sicherheitsschrank an brennbaren Substanzen zur sicheren Lagerung auf. Sicherheitsschränke mit Push-to-open-Flügeltürtechnik und automatisch ausfahrender Auszugswanne zum Sammeln brennbarer Flüssigkeiten gemäß TRGS 509. Inklusive Abluftkontrollmodul und Füllstandkontrolle. Im Brandfall wird automatisch die Schließung der Tür und Auszugswanne eingeleitet

Artikel Nr. RW59-060667

Qualität Made in Germany