



Ralf W. Weinkauf  
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a  
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661

Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauf-medizintechnik.de  
email: info@weinkauf-medizintechnik.de

## BLUE COOLER Die ökonomische Tischkühlplatte

**Minimaler Stromverbrauch bei minimalem Platzbedarf.**



Kühlplatte mit Edelstahlkühlfläche und Edelstahlrahmen.  
Elektronische Temperatursteuerung,  
Max. -20 Grad Celsius  
Maximale Kühlfläche bei geringstem Platzbedarf.  
Die wahrscheinlich leiseste Kühlplatte weltweit, nur 38dB  
nach Erreichen der Wunschtemperatur.  
Energieverbrauch nur 63W im Normalbetrieb.

Optional  
Integrierte Zeitschaltuhr

### **Technische Daten:**

Abmessungen des Gerätes:  
B/T/H: 415 x 420 x 260mm  
Abmessungen der Kühlfläche:  
B/L: 340 x 345mm  
Anschlusswerte: 230V/50Hz/110W  
Gewicht: 12 Kg

Artikel Nr. 34000

Technische Änderungen  
vorbehalten.