

Schnellgefrierereinheit Cryofix -45°C



Gerät zum schnellen Einfrieren von Gewebeproben.
Passend zu allen herkömmlichen Kryostaten.

Absoluter Alkohol wird in der Retorte auf bis zu -45°C abgekühlt, dadurch wird die Entstehung von Eiskristallen fast völlig vermieden.

Sofortiges Schockgefrieren reduziert die Einfrierzeit auf ein Minimum.

Keine Gefahr wie bei flüssigem Stickstoff.

Die kompakte Bauweise erlaubt ein Aufstellen in der Nähe des Kryostaten.

Auch als Alternative zur Formalinfixierung bei empfindlichen Antigenen.

Technische Daten:

B x T x H: 300 x 410 x 460mm

Gewicht: 31Kg

Stromversorgung: 230V / 50 Hz / 0,3KW

Artikel Nr. 038001