



Autopsiesäge

Unsere oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Trennscheiben für einfachen und schnelles Arbeiten gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: als Modell »classic« sowie in der Version »professionell« mit Schnellwechselsystem.



Standard Oszillierende Autopsiesäge ohne Schnellwechselsystem, 230 V, 50 Hz, 500W, 6500- 24000 Oszillationen, 52- 77 dB(A),
Inhalt: 1x Sägeblatt Ø50mm,
1x Sägeblatt
Ø65mm,
1x segmentiertes Blatt 50/65mm, Schraubenschlüssel etc.
Artikel Nr. 509001

Professionell Oszillierende Autopsiesäge mit Schnellwechselsystem, 230 V, 50 Hz, 500W, 6500-24000 Oszillationen, 52- 77 dB(A),
Inhalt: 1x Sägeblatt Ø50mm,
1x Sägeblatt Ø65mm,
1x segmentiertes Blatt 50/65mm, Schraubenschlüssel etc.
Artikel Nr. 509002

inkl. 5m-Kabel (EU)
bzw. 3m-Kabel (USA)
Geprüfte CE-Konformität
Spannung 230 V (bzw. 110 V)
Frequenz 50 Hz (bzw. 60 Hz)
Leistungsaufnahme 500 W
Regelung von 6.500 bis 24.000
Oszillationen/min
Motorgehäuse schmal mit leisem Motor
(52-77 dB(A))