



Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661

Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de

email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Cassettes Trim Einbettkassetten Reinigungsgerät



Einbettkassetten Reinigungsgerät.

Reinigt die Kassetten nach dem Ausgießen von überschüssigem Paraffin um ein problemloses Einsetzen in die Spannklemme des Mikrotoms zu ermöglichen.

Die Einbettkassetten werden manuell über die warme Oberfläche des Gerätes gerieben, überschüssiges Paraffin läuft automatisch ab und kann in einem Behälter zur Wiederverwendung aufgefangen werden.

Vorteile:

Kein Kratzen mit dem Messer mehr nötig.

Keine herumfliegenden Paraffinreste

Keine verkratzten Nummern oder Barcodes.

Technische Daten:

Gewicht: 2,7Kg

Maße: 240 x 160 x 170mm (T/B/H)

Temperatur: max. 75 °C

230V 50Hz 0,1 KW

Artikel Nr.: CT200