

Sterilisator / Autoklav für die Immunhistologie

Kontrollierte Demaskierung von Paraffinschnitten
für reproduzierbare Ergebnisse



Temperatur frei steuerbar von Zimmertemperatur bis 140 C (2,7 Bar)

Auf Wunsch fraktioniertes Strömungsverfahren.

Technische Daten:

12 Liter Gerät

24cm
26cm
35cm

18 Liter Gerät

Durchmesser innen 24cm
Höhe beladungsfähig 39cm
Gesamthöhe 46,5cm

Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 1,9KW

Als 12 Liter oder 18 Liter Gerät

Befüllen



Verriegeln



Starten



Qualität Made in the EU