




Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661
Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de
email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Kryostat OTF 5000



**Ein Gerät mit verschiedenen Ausstattungen
entsprechend Ihren Anforderungen lieferbar.**

Grundmodell

Edelstahl Kältekammer bis -35 °C

Mikroprozessor gesteuerte Temperatur mit LED Anzeige

Automatisches Abtauen, Fenster mit beheiztem antibleschlag System,

Schnellgefriereinheit seitlich, mehrere seitliche Ablagen, Messerhalter für
Standartmesser oder Einwegmesser, Anti Roll Platte

Objektorientierung einstellbar +/- 8°

Schnittdickeinstellung: 0,5 – 30µm in 0,5µm Stufen

Vertikal Hub 56mm, Horizontal 44mm

Model LS

Zusätzlich zum Grundmodell

Vorschub / Rückzug, motorisiert, in zwei Geschwindigkeiten,

X/Y Objektorientierung

Model HS

Zusätzlich zum Model LS

Doppel Kompressor System bis -45 °C möglich, vollautomatisches

Schneiden, Auswahl von Einzelschnitt oder Mehrfachschnitt,

Schnittgeschwindigkeit wählbar,

Schnittfenster wählbar.

Technische Daten:

Abmessungen: 890 X 900 X 1300mm (BxTxH)

Max. Kühlleistung -45°C

230V 50Hz 600Watt

Technische Änderungen
vorbehalten.




Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661
Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de
email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Kryostat Starlet



Portables voll funktionsfähiges Kryostat

bei beengten Platzverhältnissen oder als Backup für die Zertifizierung oder Akkreditierung

Edelstahl Kältekammer bis -30 °C

Temperaturregler mit LED Anzeige

Schnellgefriereinheit bis -40 °C mit zusätzlichen seitlichen Ablagen
Messerhalter für Einwegmesser.

Anti Roll Platte

Objekthalter: 22mm

Objektorientierung einstellbar $0 - 12^\circ$

Schnittdickeinstellung: $2 - 12\mu\text{m}$ in $2\mu\text{m}$ Stufen

Technische Daten:

Abmessungen: $550 \times 920 \times 400\text{ mm}$ (BxTxH)

Max. Kühlleistung -30°C

230V 50Hz 300Watt

Technische Änderungen
vorbehalten.