

## Eindeckautomat für Objektträger

Eindecken mit Folie ohne Glasbruch.



### Das Eindecksystem für das moderne Labor.

Der Folieneindeckautomat CM1260 arbeitet mit Eindeckfilmen und gehört zu den schnellsten und einfachsten Systemen seiner Klasse.

Kombinierbar mit allen gängigen Färbeautomaten  
Einfache Bedienung über Touch-Screen-Bildschirm  
Für Objektträger der Größe 26x76 mm  
Eindecken mittels Eindeckfilm und Xylol  
Sensorkontrollierter Eindeckprozess  
Eindeckkapazität 1.260 Objektträger in der Stunde  
Bis zu 3 OT-Körbe können gleichzeitig eingelegt werden  
Einstellbare Länge der Eindeckfolie von 45 bis 55 mm  
Schnelle Eindeckung einzelner Objektträger  
Automatische Objektträger Trocknung  
Integriertes Abluftsystem

#### Technische Daten:

Abmessungen: Maße BxHxT 76x63x33 cm  
Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 0,3KW

Gewicht: 64 Kg  
Artikel Nr. 14001260

#### RWW-Eindeckfilm

Transparenter Eindeckfilm,  
ersetzt problemlos Glaseindeckgläschen und Eindeckmedium bei  
vergleichbaren optischen Eigenschaften.  
Aktivierung der Eindeckbeschichtung mit Xylol.  
Zur Verwendung in allen gängigen Folien-Eindeckautomaten.  
Breite 24 mm, Länge 70 m  
Artikel-Nr. RW01001

