



Wasserbäder mit Beleuchtung

Rundes Wasserbad mit eingebauter seitlicher Beleuchtung.
Digitale Temperaturanzeige und Regelung.
Wasserbad herausnehmbar.

Nur die Glaswanne wird zum Wasserwechsel transportiert.
Reinigung der Glaswanne im Geschirrspüler.

Seitliche Ablagefläche für Objektträger.

Wasserbad: Ø 210mm Höhe 45mm

Außenmaße: B310 x L355 x H170mm

Temperatur max. 60°C

Anschlusswerte: 230V/50Hz/200W

Artikel Nr. WBRL



Eckiges Wasserbad mit eingebauter seitlicher Beleuchtung.
Digitale Temperaturanzeige und Regelung.

Wasserbad herausnehmbar.

Nur die Glaswanne wird zum Wasserwechsel transportiert.

Reinigung der Glaswanne im Geschirrspüler.

Seitliche Ablagefläche für Objektträger.

Wasserbad: 210 x 210mm Höhe 55mm

Außenmaße: B310 x L355 x H170mm

Temperatur max. 60°C

Anschlusswerte: 230V/50Hz/200W

Artikel Nr. WBQL

Bestimmen Sie den Kontrast durch Auswahl der passenden Farbe.
Die Beleuchtung ist dimmbar und erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten.



Wasserbad Strecktisch Kombination mit Beleuchtung

Wasserbad-Strecktisch-Kombination mit eingebauter seitlicher Beleuchtung.

Digitale Temperaturanzeige und Regelung.

Nur die Glaswanne wird zum Wasserwechsel transportiert.



Technische Daten:

Wasserbad: 210 x 210 x 55mm

Außenmaße: 470 x 295 x 94mm

Strecktisch: 270 x 180mm

Gewicht: 6,7 Kg

Kapazität: 2,0 L

Temperatur max. 60°C

Anschlusswerte: 230V/50Hz/400W

Artikel Nr. WBST 2000

Qualität Made in Germany