

## Sicherheitsschränke Typ 90 für die Versorgung aus Kanistern (ohne Inhalt)



Sichere Medienentnahme aus Kanistern in kleinere Gebinde nach TRGS 509  
Serienmäßig mit integrierter Abluftüberwachung wahlweise mit oder ohne Ventilator  
Inklusive 3 Kanisterböden

2 Abtropfböden

Verfügbar in 2 Größen:

LL BxTxH in mm 894 x 747 x 2085

XL BxTxH in mm 1194 x 612 x 2085

## Sicherheitsschränke Typ 90 für die Entsorgung



Der Sicherheitsschrank ist speziell für das Sammeln von Abfällen ausgelegt, die im Laborbetrieb anfallen. Erfüllung der sicherheitstechnischen Anforderungen der TRGS 509 für Ab- und Umfüllstellen. Sicherheitsschränke mit Push-to-open-Flügeltürtechnik und automatisch ausfahrender Auszugswanne zum Sammeln brennbarer Flüssigkeiten gemäß TRGS 509.

Inklusive 1 kapazitiver Füllstandsonde,

1 Entsorgungsverschraubung mit Absperrhahn,

1 elektrisch ableitfähiger PTFE-Schlauch 1,5m,

1/2"-Anschluss für Trichter,

1 Rohrdurchführung mit Edelstahlrohr

1 Abluft- und Füllstandsüberwachungseinheit mit Fehleranzeige auf Touch Display,

1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme,

1 klassischer Sockel 35mm

In unterschiedlichen Varianten lieferbar:

- DISPOSAL UTS ergo Line für 5 l Kanister
- DISPOSAL UTS ergo Line für 10 l Kanister
- DISPOSAL BENCH Line für 20 l Kanister

**Qualität Made in Germany**