Objektträger & Paraffinblock-Archive



A. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 62.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 16.800 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays

Maße: H x B x T 850 x 745 x 750 mm

B. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 92.880 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 25.200 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 9 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays Maße: H x B x T 1225 x 745 x 750 mm

C. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 148.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 33.600 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 12 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays Maße: H x B x T 1600 x 745 x 750 mm

wase. II x b x 1 1000 x 745 x 750 11111

D. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 92.880 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 25.200 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 6 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays

Maße: H x B x T 850 x 1046 x 750 mm

F. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 139.320 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 37.800 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 9 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays Maße: H x B x T 1225 x 1046 x 750 mm

G. Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 185.760 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 50.400 Paraffinblöcke bei doppelter Lagerung 12 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays

Maße: H x B x T 1600 x 1046 x 750 mm

 Archivierungsschrank zur Lagerung von ca. 154.000 Standard-Objektträgern 76 x 26 mm oder ca. 21.200 Paraffinblöcke bei einfacher Lagerung 10 Vollauszugsschubladen (100 % ausziehbar) inkl. Trays

Maße: H x B x T 1100 x 1046 x 750 mm



Objektträger Tray.



Paraffinblock Tray doppelt.



Sicherheit:

Alle Schränke sind abschließbar.

Keine Kippgefahr, es kann immer nur eine Schublade geöffnet werden.

Vorteile:

Optimale Raumausnutzung, Paraffinblöcke werden in Trays doppelstöckig gelagert.

Es können in einem Schrank Objektträger und Paraffinblöcke gemischt gelagert werden.

Lieferung bis zur Verwendungsstelle und Aufbau durch unser Fachpersonal möglich.

Qualität Made in Germany