

Objektträger Heizplatten




HP105

Anwendung:
Objektträger-Trocknung
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.
Digitale Temperatursteuerung.
Arbeitsfläche nur 45mm hoch.

Technische Daten:
Abmessungen: 550 x 180 x 45 (L x W x H)
Arbeitsfläche: 155 x 450 mm.
Höhe Arbeitsfläche: 45 mm
Temperaturbereich: 30°C – 80°C
Anschlusswerte: 230V/50Hz/300W
Artikel Nr. HP105



HP270

Anwendung:
Objektträger-Trocknung
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.
Digitale Temperatursteuerung.
Arbeitsfläche 80 mm hoch.

Technische Daten:
Abmessungen: 310 x 275 x 80 (L x W x H)
Arbeitsfläche: 270 x 200 mm.
Höhe Arbeitsfläche: 80 mm
Temperaturbereich: 30°C – 100°C
Anschlusswerte: 230V/50Hz
Artikel Nr. HP270

Mini-Strecktisch für 10 Objektträger Objektträger Heizplatte Arbeitsfläche nur 45mm hoch.



Technische Daten:
Abmessungen: 260 x 65 x 20 (L x W x H)
Arbeitsfläche: 230 x 65 mm.
Höhe Arbeitsfläche: 20 mm
Temperaturbereich: 20°C– 60°C
Anschlusswerte: 230V/50Hz/100W.
Artikel Nr. QHS10