

Folieneindeckautomat Pathomat



IPI Pathomat®, der innovative Filmeindeckautomat.

Das zurzeit einzige Gerät das 20er und /oder 30er Objektträgerkörben verarbeiten kann.
Verarbeitungskapazität: 4 Objektträgerkörbe 720 Objektträger / Stunde.
Die meisten auf dem Markt befindlichen Objektträgerkörbe können verwendet werden.
Automatisches erkennen von fehlendem Lösemittel, unzureichend eingedeckte Präparate und das Ende der Folienrolle.
Innovatives Eindeckverfahren ermöglicht Reduzierung der Xyloleinsatzmenge.
Verschiedene Eindeckprogramme für die optimale Verarbeitung von histologischen und zytologischen Präparaten.

Technische Daten: B x H x T: 68 x 54 x 43 cm
Gewicht: 43 kg
Verarbeitungskapazität: 4 Objektträgerkörbe á: 20 OT oder 30 OT
Zulässige Objektträger: 76 x 26 mm Dicke: 0,9 - 1,2 mm

Mini-Folieneindeckautomat



Folieindeckautomat für einzelne Objektträger,
optimal für kleine Mengen Objektträger.

Hohe Eindeckgeschwindigkeit (ca. 6 Sekunden / Objektträger)

Minimierte Folienverluste am Rollenanfang und Rollenende

Innovatives internes Absaugverfahren, minimierte Belastung
der Anwender.

Technische Daten: B x H x T: 44 x 37 x 22 cm
Gewicht: 19 kg
Eindecklänge: 51 mm
Zulässige Objektträger: 76 x 26 mm
Dicke: 0,9 - 1,2 mm