

## Einbettkassetten Reinigungsgerät



Reinigt die Kassetten nach dem Ausgießen von überschüssigem Paraffin um ein problemloses Einsetzen in die Spannklemme des Mikrotoms zu ermöglichen.



### Vorteile:

Kein Kratzen mit dem Messer mehr nötig.  
Keine herumfliegenden Paraffinreste:  
Keine verkraatzten Nummern oder Barcodes.

### Technische Daten:

Gewicht: 2,7Kg  
Maße: 240 x 160 x 170mm (T/B/H)  
Temperatur: max. 75 °C  
230V 50Hz 0,1 KW

Artikel Nr.: CT200