

## Folieneindeckautomat Pathomat




### IPI Pathomat®, der innovative Filmeindeckautomat.

Das zurzeit einzige Gerät das 20er und /oder 30er Objektträgerkörben verarbeiten kann.  
Verarbeitungskapazität: 4 Objektträgerkörbe 720 Objektträger / Stunde.  
Die meisten auf dem Markt befindlichen Objektträgerkörbe können verwendet werden.  
Automatisches erkennen von fehlendem Lösemittel, unzureichend eingedeckte Präparate und das Ende der Folienrolle.  
Innovatives Eindeckverfahren ermöglicht Reduzierung der Xyloleinsatzmenge.  
Verschiedene Eindeckprogramme für die optimale Verarbeitung von histologischen und zytologischen Präparaten.

Technische Daten: B x H x T: 68 x 54 x 43 cm  
Gewicht: 43 kg  
Verarbeitungskapazität: 4 Objektträgerkörbe á: 20 OT oder 30 OT  
Zulässige Objektträger: 76 x 26 mm Dicke: 0,9 - 1,2 mm

## Mini-Folieneindeckautomat



Folieneindeckautomat für einzelne Objektträger,  
optimal für kleine Mengen Objektträger.

Hohe Eindeckgeschwindigkeit (ca. 6 Sekunden / Objektträger)

Minimierte Folienverluste am Rollenanfang und Rollenende

Innovatives internes Absaugverfahren, minimierte Belastung  
der Anwender.

Technische Daten: B x H x T: 44 x 37 x 22 cm  
Gewicht: 19 kg  
Eindecklänge: 51 mm  
Zulässige Objektträger: 76 x 26 mm  
Dicke: 0,9 - 1,2 mm

## Eindeckautomat für Objektträger

Eindecken mit Folie ohne Glasbruch.



### Das Eindecksystem für das moderne Labor.

Der Folieneindeckautomat CM1260 arbeitet mit Eindeckfilmen und gehört zu den schnellsten und einfachsten Systemen seiner Klasse.

Kombinierbar mit allen gängigen Färbeautomaten  
Einfache Bedienung über Touch-Screen-Bildschirm  
Für Objektträger der Größe 26x76 mm  
Eindecken mittels Eindeckfilm und Xylol  
Sensorkontrollierter Eindeckprozess  
Eindeckkapazität 1.260 Objektträger in der Stunde  
Bis zu 3 OT-Körbe können gleichzeitig eingelegt werden  
Einstellbare Länge der Eindeckfolie von 45 bis 55 mm  
Schnelle Eindeckung einzelner Objektträger  
Automatische Objektträgertrocknung  
Integriertes Abluftsystem

#### Technische Daten:

Abmessungen: Maße BxHxT 76x63x33 cm  
Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 0,3KW

Gewicht: 64 Kg  
Artikel Nr. 14001260




#### RWW-Eindeckfilm

Transparenter Eindeckfilm,  
ersetzt problemlos Glaseindeckgläschen und Eindeckmedium bei  
vergleichbaren optischen Eigenschaften.  
Aktivierung der Eindeckbeschichtung mit Xylol.  
Zur Verwendung in allen gängigen Folien-Eindeckautomaten.  
Breite 24 mm, Länge 70 m  
Artikel-Nr. RW01001



## Färbeautomat LS 15 für Standard und Spezial Färbungen

Eine Färbung mit einem Korb möglich.



Kompakter Färbeautomat mit 15 Küvetten.  
Minimaler Platzbedarf, nur 100cm breit.  
Bis zu 20 Programme frei wählbar. Optional  
mit Wärme- / Trockeneinheit. Optional mit  
Fließwasserküvette.  
Agitation einstellbar.  
Wahlweise eingebauter Aktivkohlefilter oder Anschluss  
an ein vorhandenes Abluftsystem.  
Adaptierbar an fast alle Eindeckautomaten.

Verschiedene Küvettengrößen möglich.


Objektträgerhalter für 8 / 16 / 20 / 30 Objektträger.

Technische Daten:  
Abmessungen: B x T x H: 100 x 32 x 34cm Gewicht: 32 Kg  
Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 0,3KW Artikel Nr. 15000

**Qualität Made in Germany**

## Linearer Multifärber SS 30

Verschiedene Färbungen mit bis zu fünf Körben gleichzeitig möglich.



Routine und Sonderfärbungen, die Sie  
bisher per Hand getätigt haben, lassen  
sich einfach mit diesem Gerät automatisieren.

Eigenschaften des Gerätes:  
Mehrere Färbungen gleichzeitig durchführen  
Bis zu 30 Objektträger pro Korb  
Programme: Bis zu 20, mit bis zu 50 Schritten  
Eintauchzeit: Von 1 s. bis zu 59 min. Anzahl  
der Stationen: 20  
Wasserstationen: Maximal 3  
Volumen der Küvetten: 300 ml Ladestationen:  
Maximal 2  
Entladestationen: Maximal 3  
Absaugung: mittels Aktivkohlefilter

Die Anpassung an fast alle herkömmlichen Eindeckautomaten ist möglich.


**Qualität Made in EU**

Größe: 1200 x 440 x 368 mm (LxBxH)  
Gewicht: 65 Kg  
Anschlusswerte: 230V / 50Hz  
Artikel Nr. RWSS30

## **Färbeautomat LS 72** für Standard und Spezial Färbungen

Multifärber mit 72 Küvetten

Mehrere Färbungen mit bis zu 30 Objektträgerkörben gleichzeitig möglich.



Färbeautomat für höchste Ansprüche mit einer Höchstleistung von 1.800 Objektträgern pro Stunde.  
Bis zu 20 Programme frei wählbar.  
Beladestation für 4 Objektträgerkörbe.  
Entladestation für 4 Objektträgerkörbe.  
Mit bis zu 6 Fließwasserküvette.  
Agitation einstellbar.  
Wahlweise eingebauter Aktivkohlefilter oder Anschluss an ein vorhandenes Abluftsystem.  
Adaptierbar an fast alle Eindeckautomaten.  
Objektträgerhalter für 20 oder 30 Objektträger.  
Bis zu 30 Objektträgerkörbe gleichzeitig färben.

Technische Daten:

Abmessungen: B x T x H: 200 x 75 x 120cm  
Gewicht: 160 Kg

Anschlusswerte: 230V / 50Hz/ 1,2KW  
Artikel Nr. 72000