

## Wasserbad rund



Rundes Wasserbad mit extra breitem Rand.  
Spritzwassergeschützter Ein / Aus Schalter.  
Heizungskontrollleuchte.

### Technische Daten:

Innenmaße:	200 x 60mm
Außenmaße:	330 x 110mm
Gewicht:	2,7 kg
Kapazität:	1,7L
Temperatur max.	90°C
Anschlusswerte:	230V/50Hz/250W
Artikel Nr. WBR	

## Wasserbad quadratisch

Eckiges Wasserbad mit digitaler Anzeige und  
mikroprozessorgesteuerten Temperaturregelung.

### Technische Daten:

Innenmaße:	195 x 195 x 50mm
Außenmaße:	286 x 255 x 80mm
Gewicht:	3,1 kg
Kapazität:	1,8L
Temperatur max.	70°C
Anschlusswerte:	230V/50Hz/200W
Artikel Nr. WBQ	



## Wasserbäder mit Beleuchtung



Eckiges Wasserbad mit eingebauter seitlicher Beleuchtung.  
Digitale Temperaturanzeige und Regelung.  
Wasserbad herausnehmbar.  
Nur die Glaswanne wird zum Wasserwechsel transportiert.  
Reinigung der Glaswanne im Geschirrspüler.  
Seitliche Ablagefläche für Objektträger.  
Wasserbad: 210 x 210mm Höhe 55mm  
Außenmaße: B310 x L355 x H170mm  
Temperatur max. 60°C  
Anschlusswerte: 230V/50Hz/200W  
Artikel Nr. WBQL

Bestimmen Sie den Kontrast durch Auswahl der passenden Farbe.  
Die Beleuchtung ist dimmbar und erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten.

## Wasserbad Strecktisch Kombination mit Beleuchtung

Wasserbad-Strecktisch-Kombination mit eingebauter seitlicher  
Beleuchtung.  
Digitale Temperaturanzeige und Regelung.  
Nur die Glaswanne wird zum Wasserwechsel transportiert.



### Technische Daten:

Wasserbad: 210 x 210 x 55mm  
Außenmaße: 470 x 295 x 94mm  
Strecktisch: 270 x 180mm  
Gewicht: 6,7 Kg  
Kapazität: 2,0 L  
Temperatur max. 60°C  
Anschlusswerte: 230V/50Hz/400W  
Artikel Nr. WBST 2000

Qualität Made in Germany

# Wasserbad mit Beleuchtung



Eckiges Wasserbad mit eingebauter Beleuchtung.

Umschaltbar zwischen weißem und blauem Licht.

Digitale Temperaturanzeige und Regelung.

Ablagefläche für Objektträger vorne und hinten.

Wasserbad: 260 x 250mm Höhe 60mm

Außenmaße: B320 x L440 x H90mm

Temperatur max. 60°C

Füllmenge: 2,5 Liter

Gewicht: 5,1 Kg

Anschlusswerte: 230V/50Hz/ 500W

Artikel Nr. WBQL2.5



## Objektträger Heizplatten



### HP105

**Anwendung:**  
Objektträger-Trocknung  
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.  
Digitale Temperatursteuerung.  
Arbeitsfläche nur 45mm hoch.

**Technische Daten:**

Abmessungen:	550 x 180 x 45 (L x W x H)
Arbeitsfläche:	155 x 450 mm.
Höhe Arbeitsfläche:	45 mm
Temperaturbereich:	30C° - 80C°
Anschlusswerte:	230V/50Hz/300W
Artikel Nr.	HP105



### HP300

**Anwendung:**  
Objektträger-Trocknung  
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.  
Digitale Temperatursteuerung.  
Arbeitsfläche 70 mm hoch.

**Technische Daten:**

Abmessungen:	300 x 180 mm (Durchmesser x Höhe)
Arbeitsfläche:	300 mm.
Höhe Arbeitsfläche:	70 mm
Temperaturbereich:	30C° - 70C°
Anschlusswerte:	230V/50Hz/100W
Artikel Nr.	HP300



### HP270

**Anwendung:**  
Objektträger-Trocknung  
Streckbank

Digitale Temperaturanzeige.  
Digitale Temperatursteuerung.  
Arbeitsfläche 80 mm hoch.

**Technische Daten:**

Abmessungen:	310 x 275 x 80 (L x W x H)
Arbeitsfläche:	270 x 200 mm.
Höhe Arbeitsfläche:	80 mm
Temperaturbereich:	30C° - 100C°
Anschlusswerte:	230V/50Hz
Artikel Nr.	HP270