

Jinquan Fast Chiller bis -80



Gerät zum schnellen Einfrieren von Gewebeproben.
Passend zu allen herkömmlichen Kryostaten.
Das Kühlmedium wird in der Retorte auf bis zu -80°C
abgekühlt, dadurch wird die Entstehung von Eiskristallen fast völlig vermieden.
Sofortiges Schockgefrieren reduziert die Einfrierzeit auf ein Minimum.
Keine Gefahr wie bei flüssigem Stickstoff.
Die kompakte Bauweise erlaubt ein Aufstellen in der Nähe des Kryostaten.